



ELEKTRONICKÁ ČÍTACIA LUPA PRENOSNÁ LOOKY HD 10

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektronická čítacia lupa LOOKY ^{HD} je špeciálna lupa, ktorá využíva optiku a zväčšujúci softvér s LCD obrazovkou. Je vyrobená z odľahčených, ale pevných a odolných plastov. Šošovka lupy je vyrobená z kvalitného tvrdeného plastu odolného proti poškrabaniu. Je určená na zväčšenie čítaného textu príp. pozorovaného predmetu. Konštrukcia lupy dovoľuje používať lupu i na písanie. Lupa má svoje vlastné osvetlenie. Lupu používajte výlučne na tieto účely.

Nabitie batérie:

Pripojte nabíjačku k Looky 10 a potom do siete. Ak nabíjate vypnuté zariadenie, LED svetielko bude svietiť na zeleno a potom zhasne, ak zariadenie bude nabité.


Úplné nabitie trvá približne 5 hodín a zabezpečuje fungovanie zariadenia na cca 3 hodiny.


Pri nabíjaní zapnutého zariadenia bude LED svetielko svietiť na zeleno.

Ak je zariadenie zapnuté a nenabíja sa, LED svetielko bude svietiť na zeleno. Ak začne svetielko na zariadení svietiť postupne na červeno, až začne blikať batéria vybitá. Je to signál, aby sa zariadenie dalo nabíjať.

Nepoužívajte žiadny iný typ nabíjačky okrem originálneho, ktorý sa dodáva s Looky HD 10.

Zapnutie a vypnutie Looky 10:

Stlačte a podržte tlačidlo  5 sekúnd, aby ste zapli / vypli zariadenie. Ak je zariadenie zapnuté, stlačte

tlačidlo  na skontrolovanie kapacity batérie, režimu zmrazenia obrazu, režimu zaostrenia a režimu zvukového upozornenia.

Režim zvukového upozornenia:

Zvuk zapnutia / vypnutia


Zvuk tlačidla

Zvuk vstupu

Zvuk slabej batérie

Stlačte a podržte tlačidlo  a stlačte tlačidlo (farebný trojuholník) na Zapnutie / vypnutie zvuku.

Zapnutie kamery:

Prepnite tlačidlo  doľava na zapnutie zadnej kamery na ďaleké a blízke videnie.


Kamera do diaľky sa aktivuje zasunutím stojanu. Opätovným vysunutím stojanu do čítacej polohy sa kamera automaticky prepne na blízko.

Prepnite tlačidlo  doprava na zapnutie prednej kamery na zrkadlové videnie.


Zväčšenie:


Stlačte tlačidlo „+“ na zväčšenie a tlačidlo na zmenšenie obrazu. Podržte tlačidlo, kým nie ste spokojný s veľkosťou obrazu. Rozsah zväčšenia, ak lupa stojí na stole je 2,5x - 18 x.


Farebný režim:

Stlačte tlačidlo rozšíreného farebného režimu  na prechádzanie farieb rozšíreného farebného režimu.

Stlačte tlačidlo (farebný trojuholník) na návrat do plnofarebného režimu.

Ak ste v rozšírenom farebnom režime, podržte tlačidlo  3 sekundy, s 2 pípnutiami sa vám zobrazí ikona srdca, čo znamená, že aktuálny farebný režim bol pridaný k vášmu zoznamu obľúbených rozšírených farebných kombinácií.

Krátkym stlačením tlačidla farebného režimu , prepnete medzi „bielou na čiernom“, „čiernou na bielom“, „obľúbenou farbou popredia na obľúbenej farbe pozadia“, „obľúbenou farbou pozadia na obľúbenej farbe popredia“.

Podržaním tlačidla farebný režim  3 sekundy, sa s 1 pípnutím zobrazí ikona plnofarebného režimu (kruhovú šípku), čo znamená, že ste prepli na integrované rozšírené farebné kombinácie. Jednoduché farebné kombinácie:


biela na čiernom, čierna na bielom, žltá na čiernom, biela na modrom, modrá na bielom, žltá na modrom.

Integrované rozšírené farebné kombinácie (18 režimov):


biela na čiernom, čierna na bielom, žltá na čiernom, biela na modrom, modrá na bielom, žltá na modrom,

modrá na žltom, zelená na čiernom, čierna na zelenom, fialová na čiernom, čierna na fialovom, modrá na čiernom, čierna na modrom, biela na zelenom, zelená na bielom, biela na červenom, červená na bielom.

Jas:

Stlačte a podržte tlačidlo  a stlačte tlačidlo + na zvýšenie jasů alebo - na zníženie jasů.

Osvetlenie:

Stlačte a podržte tlačidlo  a stlačte 3 sekundy tlačidlo vpravo dole na boku, aby ste manuálne zapli / vypli LED svetlo.

Zmrazenie obrazu:

Stlačte tlačidlo vpravo dole na boku na zmrazenie aktívneho obrazu.

Opätovne stlačte tlačidlo na návrat do režimu lupy.

Zmrazený obraz si môžete voľne pozerať pomocou Joysticku.

Ukladanie obrázkov:

Stlačením tlačidla na zmrazenie obrazu(15 Freeze button) na 3 sekundy uložíte obrázok. Môžete uložiť až 18 obrázkov

Poznámka: Ak počet uložených obrázkov dosiahne maximum, zobrazí sa ikona plnej pamäte.

Potrebuje najprv vymazať nejaké obrázky v Playback (Prehrávacom) režime, až potom môžete ukladať ďalšie obrázky.

Playback (Prehrávanie) obrázku:

Stlačte tlačidlo farebný trojuholník na 3 sekundy na vstup do Playback režimu.

Pomocou Joysticku si vyberte z náhľadu jeden z 9 obrázkov. Stlačte tlačidlo farebný trojuholník na prezeranie cieľového obrázka.

Na vymazanie obrázku použite lokalizačné tlačidlo (štvorec z prerušovaných čiar). Stlačte toto tlačidlo znova na potvrdenie vymazania.

Ak toto tlačidlo podržíte 5 sekúnd počas toho, ako sa nachádzate v náhľade, vymažete všetky obrázky. Stlačte lokalizačné tlačidlo znova na potvrdenie vymazania všetkých obrázkov.

Podržte 3 sekundy tlačidlo farebný trojuholník na odchod z Playback režimu.

Čiary a masky:

Stlačte lokalizačné tlačidlo (štvorec z prerušovaných čiar) na prepnutie medzi rôznymi čiarami a maskami na čítanie.

1 horizontálna čiara

1 vertikálna čiara

Horizontálna maska

Žiadna čiara ani maska

Pomocou Joysticku zmeňte pozíciu čiary na čítanie alebo vzdialenosť medzi maskami.

Navigácia v reálnom čase sa nedá použiť v tomto režime.

Stlačte tlačidlo  na rýchly odchod z režimu Čiary a masky.



Vyhľadávanie:

Stlačte lokalizačné tlačidlo (štvorec z prerušovaných čiar) na 2 sekundy a nepúšťajte ho. Zobrazí sa vám lokalizačný štvorec. Presuňte a zmeňte obsah lokalizačného štvorca, zamierte ho na časť, ktorú chcete vidieť a potom uvoľnite tlačidlo. Obrázok sa vráti do predošlého zväčšenia s novým obsahom. Napríklad: prezeráte si časť mapy s určitým zväčšením. Potom chcete vidieť inú časť mapy s tým istým zväčšením. Na to sa vám hodí táto funkcia.

Navigácia v reálnom čase:

V zväčšovacom režime môžete pomocou Joysticku navigovať obrázok tak, aby ste viac videli bez toho, aby ste museli pohnúť lupou.

Stlačte súčasne tlačidlá „+“ a na vycentrovanie obrázku - zobrazí sa vám červená bodka.

Stlačte a podržte tlačidlo  a potom prejdite prstom po Joysticku na rýchly skok na začiatok alebo koniec kvôli pohodlnejšiemu čítaniu. Napríklad, ak ste dočítali použijúc horizontálnu čiaru a chcete čítať od začiatku ďalšej čiary, stlačte a podržte tlačidlo  a prejdite prstom po Joysticku doľava. Začiatkový alebo koncový bod sa automaticky uloží a pri čítaní obnoví v súlade s maximálnym navigačným rozsahom.

Pamäť:


Zariadenie si automaticky zapamätá posledné nastavenia ako farebný režim, zväčšenie, zvukové upozornenia, ak je zariadenie normálne vypnuté a potom opäť zapnuté.

HDMI výstup:

Pripojte zariadenie k externému displeju pomocou HDMI kábla, aby ste mali lepšiu a väčšiu obraz.

Automatický šetrič energie:

Ak sa zariadenie nepoužíva viac ako 3 minúty, samo sa automaticky vypne.

Stlačte a podržte tlačidlo  a kliknite na tlačidlo U, aby ste manuálne zapli/ vypli funkciu automatického šetrenia energie (štandardne z výroby je zapnutá).

Obnovenie nastavenia:

Podržte 5 sekúnd stlačené tlačidlo vpravo dole (15 Freeze button) a tlačidlo vľavo dole (14 Locate button) na resetovanie výrobných nastavení. Automatické vypnutie po resete bude vypnuté.

Technické údaje:

Balenie obsahuje: Elektronickú čítaciu lupu Looky 10, nabíjačku, puzdro, návod na použitie, čistiacu handričku

Obrazovka: 10 palcový HD displej

Kamera: auto focus, H D

Veľkosť: 245 x 200 x 22 mm

Váha: do 680 g

Vysoko kontrastné farebné zobrazenia: 18 režimov

Zväčšenie: 2,5 x - 18 x

Batéria: 3 hodiny nepretržitej prevádzky po 5 hodinách nabíjania

Nabíjačka: vstup: 110 - 240V, výstup: 5V / 3A

Upozornenie:

Lupou nepozorujeme svetelné žiarenie, pretože môže prísť k poškodeniu oka. Lupu neodkladajte na miesta s priamym dopadom slnečných lúčov a silných svetelných zdrojov, pretože môže prísť k samovznieteniu. Šošovku lupy a obrazovku chráňte pred mechanickým poškodením.

Chráňte Looky prístroj a batérie pred prílišnou vlhkosťou, dažďom, pieskom a vysokými teplotami.

Nezakrývajte prístroj pri nabíjaní batérií ani ho neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov.

Použitie:

Lupa na čítanie, písanie, pozorovanie rôznych predmetov, využitie pre slabozraké osoby v domácnosti, v práci i v priemysle.

Ošetrovanie:

Šošovku a LCD obrazovku lupy čistite výlučne handričkou z mikrovlákna. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

Predajca



**Pomôcky pre
nevidiacich a
slabozrakých**

Tyflocomp, s.r.o.

Sekulská 1, 841 04 Bratislava

Predaj

Mobil: 0948 535 570 predajna@tyflocomp.sk

Servis

Mobil: 0948 535 590 technik@tyflocomp.sk